

**Máquina de hielo seco SnowPack[®]****Bürkle****Máquina de hielo seco SnowPack[®]**

La máquina de hielo seco SnowPack[®] produce tabletas de hielo seco de -79°C con 50 o 250 g de peso en poco tiempo. Adecuada para todas las botellas sifónicas europeas de dióxido de carbono con válvula (W 21,80 x 1¼" según DIN 477-1, n° 6) sin regulador de presión.

- Funciona sin electricidad
- Libre de impurezas y olores

Aplicaciones: Hospitales, universidades, escuelas, laboratorios, industria química, pruebas de materiales.

Ejemplos de uso: Disminución de la temperatura en baños de enfriamiento o trampas frías, preenfriamiento de muestras de tejidos, transporte seguro o incrustación de sustancias biológicas, congelación de muestras de sangre y tejidos, estudios en química, física y tecnología de materiales, etc.

Período de gasificación (por pastilla): aprox. 1 min

Pastillas por cada botella 22 kg (en función de la temperatura ambiente y la presión): aprox. 90 o 16 unidades



Code	Description	Packaging
LLG09253006	Dry ice equipment snowpack	1 pz.
LLG09253008	Dry ice equipment snowpack	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

