

**Vaso de precipitados para TeleScoop, acero inoxidable V2A****Bürkle****Vaso de precipitados para TeleScoop, acero inoxidable V2A**

TeleScoop es un sistema de muestreo versátil con herramientas intercambiables para una amplia gama de aplicaciones. Las herramientas (vaso angular, vaso pendular, portabotellas, vaso de acero inoxidable y red de inmersión, por ejemplo, para tomar muestras sólidas y orgánicas de los cursos de agua) se fijan a la varilla mediante una práctica junta a presión. Ideal para tomar muestras de baños, tanques, pozos, cursos de agua abiertos, etc. Se pueden alcanzar profundidades de muestreo de hasta 6m con la varilla telescópica de aluminio ajustable.

Vaso con raspador para materiales pastosos o en polvo.

- Con borde para raspar
- Esterilizable



Code	Description	Packaging
LLG09303846	Dip sampler 1000 mlstainless steel V2Af	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

