


**Caja de seguridad****Kartell****Caja de seguridad**

PC. Completamente esterilizable en autoclave. Se utiliza para transportar tubos y recipientes en condiciones de seguridad. Con junta de silicona y 4 cierres laterales. Dispone de un asa de acero inoxidable y de una hoja de uso con instrucciones aprobadas por la OMS. Con el símbolo de peligro biológico impreso en la caja.



Code	Description	Packaging
LLG06235082	Sidelock setfor safety box 569,pack o/4	1 pz
LLG09301567	Safety box PMMA330x175x180mm	1 pz
LLG09301568	Safety box rack, stainless steelfor box	1 pz
LLG09301569	Silicone gasketfor safety box 9.301 567	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

