

**Caja de seguridad****Kartell****Caja de seguridad**

PC. Completamente esterilizable en autoclave. Se utiliza para transportar tubos y recipientes en condiciones de seguridad. Con junta de silicona y 4 cierres laterales. Dispone de un asa de acero inoxidable y de una hoja de uso con instrucciones aprobadas por la OMS. Con el símbolo de peligro biológico impreso en la caja.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06235082 | Sidelock setfor safety box 569,pack o/4 | 1 pz |
| LLG09301567 | Safety box PMMA330x175x180mm | 1 pz |
| LLG09301568 | Safety box rack, stainless steelfor box | 1 pz |
| LLG09301569 | Silicone gasketfor safety box 9.301 567 | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

