

**Frascos de boca ancha, PE, cuadrados, graduados, con tapón de rosca****LLG****Frascos de boca ancha, PE, cuadrados, graduados, con tapón de rosca**

Frascos que ahorran espacio, ideales para el almacenamiento a largo plazo de las muestras. Con tapón de rosca de PP. Las graduaciones aproximadas permiten un llenado reproducible sin el uso de probetas/vasos. Los tapones de fácil agarre pueden ser cableados por seguridad. Adecuados para alimentos según el Reglamento CE Reglamento CE 10/2011.



Code	Description	Packaging
LLG09072943	Square bottles 25 ml, wide neck, PEwith	1 pz
LLG09072944	Square bottles 50 ml, wide neck, PEwith	1 pz
LLG09072945	Square bottles 100 ml, wide neck, PEwit	1 pz
LLG09072946	Square bottles 250 ml, wide neck, PEwit	1 pz
LLG09072947	Square bottles 500 ml, wide neck, PEwit	1 pz
LLG09072948	Square bottles 1000 ml, wide neck, PEwi	1 pz
LLG09072949	Square bottles 2000 ml, wide neck, PEwi	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

