



Fascos de boca ancha, PE, cuadrados, graduados, con tapón de rosca

LLG

Fascos de boca ancha, PE, cuadrados, graduados, con tapón de rosca

Fascos que ahorran espacio, ideales para el almacenamiento a largo plazo de las muestras. Con tapón de rosca de PP. Las graduaciones aproximadas permiten un llenado reproducible sin el uso de probetas/vasos. Los tapones de fácil agarre pueden ser cableados por seguridad. Adecuados para alimentos según el Reglamento CE Reglamento CE 10/2011.



Code	Description	Packaging
LLG09072943	Square bottles 25 ml, wide neck, PEwith	1 pz
LLG09072944	Square bottles 50 ml, wide neck, PEwith	1 pz
LLG09072945	Square bottles 100 ml, wide neck, PEwit	1 pz
LLG09072946	Square bottles 250 ml, wide neck, PEwit	1 pz
LLG09072947	Square bottles 500 ml, wide neck, PEwit	1 pz
LLG09072948	Square bottles 1000 ml, wide neck, PEwi	1 pz
LLG09072949	Square bottles 2000 ml, wide neck, PEwi	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

