



## Fascos graduados de cuello ancho, PP

### Fascos graduados de cuello ancho, PP

Boca ancha para fácil llenado y vaciado de muestras líquidas y en polvo.

- Conforme a DIN 13316 y 168. Con cierre de PP
- Los tapones profundos aseguran un cierre hermético
- Adecuados para alimentos
- Autoclavables, retire la tapa antes de esterilizar en autoclave



Code	Description	Packaging
LLG09073030	Wide mouth bottle 50ml PPgraduated, wit	1 pz
LLG09073031	Wide mouth bottle 100ml PPgraduated, wi	1 pz
LLG09073032	Wide mouth bottle 250ml PPgraduated, wi	1 pz
LLG09073033	Wide mouth bottle 500ml PPgraduated, wi	1 pz
LLG09073034	Wide mouth bottle 1000ml PPgraduated, w	1 pz
LLG09073035	Wide mouth bottle 2000ml PPgraduated, w	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

