



Fascos graduados de cuello ancho, PP

Fascos graduados de cuello ancho, PP

Boca ancha para fácil llenado y vaciado de muestras líquidas y en polvo.

- Conforme a DIN 13316 y 168. Con cierre de PP
- Los tapones profundos aseguran un cierre hermético
- Adecuados para alimentos
- Autoclavables, retire la tapa antes de esterilizar en autoclave



Code	Description	Packaging
LLG09073030	Wide mouth bottle 50ml PPgraduated, wit	1 pz
LLG09073031	Wide mouth bottle 100ml PPgraduated, wi	1 pz
LLG09073032	Wide mouth bottle 250ml PPgraduated, wi	1 pz
LLG09073033	Wide mouth bottle 500ml PPgraduated, wi	1 pz
LLG09073034	Wide mouth bottle 1000ml PPgraduated, w	1 pz
LLG09073035	Wide mouth bottle 2000ml PPgraduated, w	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

