

**Vasos de precipitados, PP, forma baja****Kartell****Vasos de precipitados, PP, forma baja**

Conformes a la norma ISO 7056 - 1981 (E). Nuevo PP que da una muy alta translucidez. Se pueden esterilizar en autoclave a 121°C durante 20 min. y se puede usar continuamente a 100°C. Graduaciones impresas en azul permanente. Excelente resistencia química. Tolerancia  $\pm 10\%$ .



Code	Description	Packaging
LLG09013574	Griffin beaker 50ml, blue graduationPP,	1 pz.
LLG09013575	Griffin beaker 100ml, blue graduationPP	1 pz.
LLG09013576	Griffin beaker 250ml, blue graduationPP	1 pz.
LLG09013577	Griffin beaker 500ml, blue graduationPP	1 pz.
LLG09013578	Griffin beaker 1000ml, blue graduationP	1 pz.
LLG09013579	Griffin beaker 2000ml, blue graduationP	1 pz.
LLG09013580	Griffin beaker 3000ml, blue graduationP	1 pz.
LLG09013581	Griffin beaker 5000ml, blue graduationP	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

