

**Vasos de precipitados PMP (TPX[®]), forma baja****Kartell****Vasos de precipitados PMP (TPX[®]), forma baja**

Transparentes, con graduación en color azul. Según las normas ISO 7056 - 1981 (E). Autoclavables. Resisten brevemente temperaturas de hasta 170°C. Graduación duradera. Excelente resistencia química. Tolerancia: $\pm 10\%$.



Code	Description	Packaging
LLG09013582	Beaker 25ml, PMP(TPX)blue graduation, l	1 pz.
LLG09013583	Beaker 50ml, PMP (TPX)blue graduation,	1 pz.
LLG09013584	Beaker 100ml, PMP (TPX)blue graduation,	1 pz.
LLG09013585	*Beaker 250ml, PMP (TPX)blue graduation,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

