

**Probetas graduadas, PP****Kartell****Probetas graduadas, PP**

Cónicas, graduadas. Pueden soportar temperaturas de hasta 120°C. Con base ancha para mayor estabilidad. Esterilizable en autoclave. Adecuados para alimentos.



Code	Description	Packaging
LLG09013773	Conical measure 100mIPP, graduated	1 pz
LLG09013774	Conical measure 250mIPP, graduated	1 pz
LLG09013775	Conical measure 500mIPP, graduated	1 pz
LLG09013776	Conical measure 1000mIPP, graduated	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

