

**Probetas graduadas, PP****Kartell****Probetas graduadas, PP**

Cónicas, graduadas. Pueden soportar temperaturas de hasta 120°C. Con base ancha para mayor estabilidad. Esterilizable en autoclave. Adecuados para alimentos.



Code	Description	Packaging
LLG09013773	Conical measure 100mIPP, graduated	1 pz
LLG09013774	Conical measure 250mIPP, graduated	1 pz
LLG09013775	Conical measure 500mIPP, graduated	1 pz
LLG09013776	Conical measure 1000mIPP, graduated	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

