

**Cubetas desechables****Kartell****Cubetas desechables**

Cubetas desechables para la espectroscopia, en calidad óptica PS y PS y PMMA transparente a rayos UV para una transparencia óptima al usar longitudes de ondas de 340 a 800 nm (PS) y de 280 a 800 nm (PMMA). El control de forma y el control constante de calidad determinan la reproducibilidad de las cubetas. Las cubetas Kartell se someten a un severo control de calidad y poseen una tolerancia de medición de  $\pm 1\%$ , lo que es muy importante para los exámenes en serie. Embalaje protegido del polvo: 100 unid. en caja de espuma de polietireno con tapa, 5 cajas en un cartón y 12 cartones (60 cajas) por cajón.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09406431 | Standard cuvette 4,5 ml, PSpack of /100 | 100 pz    |
| LLG09406432 | Semi micro cuvette 1,5 ml, PSpack o/100 | 100 pz    |
| LLG09406433 | Semi-micro cuvette 2,5 mlpack of 10/100 | 100 pz    |
| LLG09406434 | Standard cuvette 4,5 ml, PS4 clear /100 | 100 pz    |
| LLG09406435 | Standatd cuvette 4,5 ml, PMMApack o/100 | 100 pz    |
| LLG09406436 | Semi micro cuvette 2,5 mlPMMA, high/100 | 100 pz    |
| LLG09406437 | Semi micro-cuvette 1,5 mlPMMA, low /100 | 100 pz    |
| LLG09406438 | Standatr cuvette 4,5 ml, PMMA4 clea/100 | 100 pz    |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

