

**Cubetas desechables****Kartell****Cubetas desechables**

Cubetas desechables para la espectroscopia, en calidad óptica PS y PS y PMMA transparente a rayos UV para una transparencia óptima al usar longitudes de ondas de 340 a 800 nm (PS) y de 280 a 800 nm (PMMA). El control de forma y el control constante de calidad determinan la reproducibilidad de las cubetas. Las cubetas Kartell se someten a un severo control de calidad y poseen una tolerancia de medición de $\pm 1\%$, lo que es muy importante para los exámenes en serie. Embalaje protegido del polvo: 100 unid. en caja de espuma de polietireno con tapa, 5 cajas en un cartón y 12 cartones (60 cajas) por cajón.



Code	Description	Packaging
LLG09406431	Standard cuvette 4,5 ml, PSpack of /100	100 pz
LLG09406432	Semi micro cuvette 1,5 ml, PSpack o/100	100 pz
LLG09406433	Semi-micro cuvette 2,5 mlpack of 10/100	100 pz
LLG09406434	Standard cuvette 4,5 ml, PS4 clear /100	100 pz
LLG09406435	Standatd cuvette 4,5 ml, PMMApack o/100	100 pz
LLG09406436	Semi micro cuvette 2,5 mlPMMA, high/100	100 pz
LLG09406437	Semi micro-cuvette 1,5 mlPMMA, low /100	100 pz
LLG09406438	Standatr cuvette 4,5 ml, PMMA4 clea/100	100 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

