

**Vasos de precipitados cónicos, PMP (TPX[®])****Kartell****Vasos de precipitados cónicos, PMP (TPX[®])**

De PMP (TPX[®]), graduados. Resisten temperaturas de hasta 170°C. Poseen una base ancha para mayor estabilidad. Adecuado para alimentos.



Code	Description	Packaging
LLG09013777	Measure 100ml, PMP (TPX)conical, gradua	1 pz.
LLG09013778	Measure 250ml, PMP (TPX)conical, gradua	1 pz.
LLG09013779	Measures 500ml, PMP (TPX)conical, gradu	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

