


**Sistema para almacenar portaobjetos - ABS****Kartell****Sistema para almacenar portaobjetos - ABS**

Se compone de cinco cajones y una tapa. Se pueden añadir cajones adicionales. Para ello, se quita la cubierta, se coloca el cajón con los cuatro pasadores que se incluyen y se vuelve a colocar la cubierta. El usuario determina el número máximo de cajones. Si se desea, se pueden colocar también ruedas pivotantes. Cada cajón puede alojar hasta 10 soportes para portaobjetos. Cada soporte alberga hasta 100 portaobjetos. Con los rodillos se puede fabricar una estación de trabajo móvil.



Code	Description	Packaging
LLG09161279	*Microscope slide support	1 pz
LLG09161280	Dust cover for 9161279345x35x40mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

