

**Cubeta de tinción, PMP (TPX[®])****Kartell****Cubeta de tinción, PMP (TPX[®])**

Con dos tapas: una para tapar la cubeta cuando no se usa, impidiendo la evaporación del líquido de tinción. La otra tiene una ranura por donde pasa el asa del cestillo 9.161 341.

Atención: la utilización de xileno puede deformar la cubeta en dos días a temperatura normal.



Code	Description	Packaging
LLG09161340	Staining jar, PMP, clear180x80x70mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

