

**Cestillo para tinción, PP****Kartell****Cestillo para tinción, PP**

Para usar con la cubeta de tinción de referencia: 9.161 340. De polipropileno, con fondo plano horizontal para la tinción de 20 porta-objetos.



Code	Description	Packaging
LLG09161341	Staining rack, PPclear, 86x20x700 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

