

**Cestillo para tinción, PP****Kartell****Cestillo para tinción, PP**

Para usar con la cubeta de tinción de referencia: 9.161 340. De polipropileno, con fondo plano horizontal para la tinción de 20 porta-objetos.



Code	Description	Packaging
LLG09161341	Staining rack, PPclear, 86x20x700 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

