

**Baños termostáticos con calefacción DYNEO™ DD**

Julabo GmbH

**Baños termostáticos con calefacción DYNEO™ DD**

Para aplicaciones internas y externas. Con potentes componentes y una gran pantalla TFT de color de fácil lectura. El manejo es sencillo e intuitivo a través de la centralita situada en la parte frontal del aparato. Equipado con una interfaz USB y con una interfaz adicional analógica (código extra A) o RS232 (código extra D).

- Fácil cambio entre circulación interna y externa
- Serpentín de refrigeración integrado para la contra-refrigeración
- Llave de drenaje incorporada
- Programador integrado para 8 x 60 pasos de programa
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Bomba de presión potente de ajuste continuo
- Conexiones de la bomba M16 x 1 (rosca exterior)
- Conexión de un sensor Pt100 externo

**Incluyen 2 conectores para manguera de 8 y 12 mm de diám. int. y tapa de baño.**

**Especificaciones**

**Rango de temperatura de trabajo: 20 ... 200 °C**

**Estabilidad de la temperatura: 0,01 °C**

**Capacidad de calefacción: 2 kW**

**Caudal: 8 ... 27 l/min**

**Capacidad de bombeo: 0,1 ... 0,7 bar**

**Fuente de alimentación: 200 ... 230 V, 50/60 Hz**



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04663221 | DYNEO DD-BC4 Heating circulator          | 1 pz.     |
| LLG04663222 | DYNEO DD-BC6 Heating circulator          | 1 pz.     |
| LLG04663223 | DYNEO DD-BC12 Heating circulator         | 1 pz.     |
| LLG04663224 | DYNEO DD-BC26 Heating circulator         | 1 pz.     |
| LLG04663234 | DYNEO DD-BC4 Heating circulator with ana | 1 pz.     |
| LLG04663235 | DYNEO DD-BC6 Heating circulator with ana | 1 pz.     |
| LLG04663236 | DYNEO DD-BC12 Heating circulator with an | 1 pz.     |
| LLG04663237 | DYNEO DD-BC26 Heating circulator with an | 1 pz.     |
| LLG04663247 | DYNEO DD-BC4 Heating circulator with RS2 | 1 pz.     |
| LLG04663248 | DYNEO DD-BC6 Heating circulator with RS2 | 1 pz.     |
| LLG04663249 | DYNEO DD-BC12 Heating circulator with RS | 1 pz.     |
| LLG04663250 | DYNEO DD-BC26 Heating circulator with RS | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

