

**Bolsas para mezcladoras, BagSystem[®]**

Estas bolsas esterilizadas por rayos gamma tienen una alta estabilidad mecánica y garantizan la seguridad de las muestras. Los filtros insertados en las bolsas filtran el líquido durante la preparación de la muestra (proceso de lavado) y retienen las partículas de la muestra.

BagLight[®]: Bolsa sin filtro, para todas las aplicaciones de laboratorio microbiológicas.

BagLight[®] Multilayer: Como BagLight[®] con un film multicapa resistente.

BagLight[®] Multilayer U: Como BagLight[®] con un film multicapa resistente y fondo en U.

BagPage[®] y BagPage[®]+: Bolsa homogeneizadora con filtro microperforado que se extiende a todo el ancho de la bolsa de muestras (filtro de tamaño completo).

BagPage[®] R: Como BagPage[®] con filtro no tejido.

BagPage[®] F: Como BagPage[®] para citometría de flujo.

BagPage[®] XR: Como BagPage[®] extra resistente.

BagFilter[®] P: Bolsa con filtro no tejido (filtro lateral). Eliminación del disolvente filtrado con BagPipet[®]. Con pre-corte para pipetear.

Rodillo BagFilter[®]: Bolsa con filtro no tejido (filtro lateral). Con cierre rápido impermeable mediante pegatina resellable.

BagFilter[®] Pipett: Bolsa con filtro no tejido (filtro lateral). Con acceso de pipeta resellable para micropipetas.

BagFilter[®] Pipet & Roll: Bolsa con filtro no tejido (filtro lateral). Combina el acceso de pipeta con cierre rápido impermeable.



Code	Description	Packaging
LLG04662244	Sample bag BagLight 400175x300mm, /1000	20x25
LLG06231427	Sample bag BagLight® 400 Multilayer®, 19	500 pz
LLG09570075	Sample bags BagLight® 100110 x 185 m/50	500 pz.
LLG09570077	Sample bags BagLight® 3500380 x 510 /50	500 pz.
LLG09570078	Side filter BagFilter® 400 P190 x 30/50	500 pz.
LLG09570079	Side filter BagFilter® 3500 P380 x /100	100 pz.
LLG09570080	Full-size filter BagPage® 100180 x 9/50	500 pz.
LLG09570081	Full-size filter BagPage® 400190 x 3/50	500 pz.
LLG09570082	Full-size filter BagPage® 3500380 x/100	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

