

**Bolsas para mezcladoras, BagSystem®**

Estas bolsas esterilizadas por rayos gamma tienen una alta estabilidad mecánica y garantizan la seguridad de las muestras. Los filtros insertados en las bolsas filtran el líquido durante la preparación de la muestra (proceso de lavado) y retienen las partículas de la muestra.

**BagLight®:** Bolsa sin filtro, para todas las aplicaciones de laboratorio microbiológicas.

**BagLight® Multilayer:** Como BagLight® con un film multicapa resistente.

**BagLight® Multilayer U:** Como BagLight® con un film multicapa resistente y fondo en U.

**BagPage® y BagPage®+:** Bolsa homogeneizadora con filtro microperforado que se extiende a todo el ancho de la bolsa de muestras (filtro de tamaño completo).

**BagPage® R:** Como BagPage® con filtro no tejido.

**BagPage® F:** Como BagPage® para citometría de flujo.

**BagPage® XR:** Como BagPage® extra resistente.

**BagFilter® P:** Bolsa con filtro no tejido (filtro lateral). Eliminación del disolvente filtrado con BagPipet®. Con pre-corte para pipetear.

**Rodillo BagFilter®:** Bolsa con filtro no tejido (filtro lateral). Con cierre rápido impermeable mediante pegatina resellable.

**BagFilter® Pipett:** Bolsa con filtro no tejido (filtro lateral). Con acceso de pipeta resellable para micropipetas.

**BagFilter® Pipet & Roll:** Bolsa con filtro no tejido (filtro lateral). Combina el acceso de pipeta con cierre rápido impermeable.



Code	Description	Packaging
LLG04662244	Sample bag BagLight 400175x300mm, /1000	20x25
LLG06231427	Sample bag BagLight® 400 Multilayer®, 19	500 pz
LLG09570075	Sample bags BagLight® 100110 x 185 m/50	500 pz.
LLG09570077	Sample bags BagLight® 3500380 x 510 /50	500 pz.
LLG09570078	Side filter BagFilter® 400 P190 x 30/50	500 pz.
LLG09570079	Side filter BagFilter® 3500 P380 x /100	100 pz.
LLG09570080	Full-size filter BagPage® 100180 x 9/50	500 pz.
LLG09570081	Full-size filter BagPage® 400190 x 3/50	500 pz.
LLG09570082	Full-size filter BagPage® 3500380 x/100	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

