



Lupas de precisión plegables, metal

Eschenbach

Lupas de precisión plegables, metal

- Cuerpo de latón cromado mate con ojal
- La lente está rodeada de metal pintado de negro



Code	Description	Packaging
LLG09151040	Magnifying lens, achromatic10x, 15 mm Ø	1 pz
LLG09151050	Magnifying lens, achromatic20x, 17 mm Ø	1 pz
LLG09151051	Magnifying lens8x, 21mmØ	1 pz
LLG09151052	Magnifying lens10x, 21mmØ	1 pz
LLG09151053	Magnifying lens12x, 15mmØ	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

