



**Lupas de precisión plegables, metal**

**Eschenbach**

**Lupas de precisión plegables, metal**

- Cuerpo de latón cromado mate con ojal
- La lente está rodeada de metal pintado de negro



Code	Description	Packaging
LLG09151040	Magnifying lens, achromatic10x, 15 mm Ø	1 pz
LLG09151050	Magnifying lens, achromatic20x, 17 mm Ø	1 pz
LLG09151051	Magnifying lens8x, 21mmØ	1 pz
LLG09151052	Magnifying lens10x, 21mmØ	1 pz
LLG09151053	Magnifying lens12x, 15mmØ	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

