

**Espectrofotómetros Modelos 6300 VIS / 6305 UV-VIS**

Jenway

Espectrofotómetros Modelos 6300 VIS / 6305 UV-VIS

Los modelos 6300 y 6305 son espectrofotómetros de propósito general de rango visible y UV/Visible que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones en educación y control de calidad.

- Funcionamiento sencillo
- Sistema de muestreo versátil
- Cumplen con el G.L.P.
- Capacidad de interfaz completa
- Teclado simple y protocolos operativos diseñados para permitir un funcionamiento fiable por parte de operadores no cualificados
- El LCD da una lectura simultánea de la longitud de onda y el resultado fotométrico
- Los mensajes de error, las indicaciones, la indicación del modo y la elección de las unidades de concentración se presentan en un formato de fácil comprensión
- El soporte de la cubeta permite celdas de 10 a 100 mm
- 3 años de garantía

Material de suministro: Cable de alimentación, paquete de 100 cubetas desechables, soporte para cubetas de 10 x 10 mm, Software de Aplicación para PC en CD-ROM e instrucciones de operación.

Varios accesorios, por ejemplo, bomba de succión, cubetas, soportes de cubetas, cubetas y lámparas disponibles a petición.

Especificaciones

Sistema óptico:

Haz simple

Longitud de onda

Rango:

Resolución:

Precisión:

Ancho de banda:

198 hasta 1000 nm(6305)

320 hasta 1000 nm (6300)

1 nm

± 2 nm

8nm, 6nm sobre el rango UV

Transmitancia

Rango:

Resolución:

Luz dispersa:

Precisión:

0 hasta 199,9%

0,1%

0,5% a 340 & 220 nm

± 1%



Absorbancia

Rango:

Resolución:

-0,300 hasta 1,999 A

0,001 A

Concentración

Rango:

Resolución:

Unidades:

-300 a 1999

0,1/1

ppm, mg/l, g/l, M, blanco %

Salidas: Analógica (0 hasta 1,999 V d.c.)**Puerto de serie RS 232****Fuente de luz: Módulo de lámpara de flash de xenón (6305)****Halógeno de tungsteno (6300)****Dimensiones (An x L x Alt):****Peso: 365 x 272 x 160 mm****6 kg****Requisitos de alimentación: 230V/50 Hz**

Code	Description	Packaging
LLG09775411	Spectrophotometer 6305 UV-VISwavelength	1 pz.
LLG09775412	Spectrophotometer 6300 VISwavelength 32	1 pz.
LLG09775430	Adjustable path length cuvette holderfo	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

