

**Tiras de papel indicador universal LLG "Premium", en frasco con tapa a presión****LLG Labware****Tiras de papel indicador universal LLG "Premium", en frasco con tapa a presión**

Frasco con tapa abatible fácil de abrir y cerrar con una sola mano. Las nuevas tiras LLG pH ofrecen la máxima comodidad y facilidad de uso en las pruebas de laboratorio. Con una sola coincidencia de color y una almohadilla de reactivos de 12 mm, estas tiras universales de pH (0,0-14,0) deberían estar en todos los laboratorios.

-Rango de medición del pH: 0 - 14

-12 mm de área de coincidencia para coincidencias rápidas,

-El vial abatible se mantiene cerrado cuando se deja caer, pero es fácil de abrir con una sola mano.

-El frasco mantiene las tiras a salvo de los elementos

-1 paquete (vial) de 100 tiras



Code	Description	Packaging
LLG09129808	LLG-Universal pH-Indicator-strips, pH 0	100 strip



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

