



## Analizador de humedad DAB 100-3

### Analizador de humedad DAB 100-3

Analizador de humedad con pantalla gráfica de fácil manejo y 15 memorias para programas de secado.

- Calefactor de vidrio de cuarzo halógeno de 400 W
- Pantalla LCD retroiluminada, altura de los dígitos 14 mm
- Visualización de: Proceso de secado activo, Perfil de calentamiento activo, Criterios de desconexión activos, Tiempo de secado anterior, Temperatura actual, Indicación de humedad en %, Resultado intermedio de humedad-%
- Ventana de observación sobre la muestra, útil durante el ajuste inicial
- Memoria interna para la secuencia automática de 15 procesos de secado completos y 5 procesos de secado realizados
- El último valor medido permanece en la pantalla hasta que es sustituido por una nueva medición
- 50 platillos de muestra incluidos

### Especificaciones

**Precisión de lectura: 0,01 % o 0,001 g**

**Rango de medición, máx: 110 g**

**Reproducibilidad, peso de la muestra 2 g / 10 g: 0,15 % / 0,02 %**



Code	Description	Packaging
LLG06281836	Moisture analyser DAB 100-3 60 g / 0,1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

