



## Frasco lavaojos, Barikos KS

### Frasco lavaojos, Barikos KS

Barikos KS y mini Barikos KS son modelos sin necesidad de mantenimiento de botellas de lavado de ojos. Como contienen agua, pueden ser almacenados hasta dos años si están sellados. Ambos modelos son ideales para incluir en las cajas de primeros auxilios y botiquines. Los frascos de lavado de ojos Barikos cumplen con la norma EN 15154-4. La cubierta protectora sobre el aerosol del lavaojos protege la botella higiénicamente y sin ninguna pérdida. Todas las botellas con válvula deslizante son adecuadas para utilizar con el cabezal dosificador en vertical y en horizontal.

- Frasco lavaojos lleno, lavado de ojos neutro en base agua sin aditivos químicos
- Hueco para los ojos con forma ergonómica



Code	Description	Packaging
LLG09005008	Eye rinsing bottlesmini Barikos KS,fill	1 pz.
LLG09005009	Eye rinsing bottles,Barikos KS,filledac	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

