

**Lámpara con lupa****Exacta Optech****Lámpara con lupa**

Lupa de vidrio, con brazo articulado flexible.

Aumento de la lente: 2 x

Dimensiones de la lente: 190 x 157 mm

Iluminación: 2 lámparas fluorescentes de 9 W (230 V-50 Hz)

Apertura de la pinza: 70 mm



Code	Description	Packaging
LLG09170701	Illuminated magnifier lenswith articula	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

