


**Gradillas para tubos, PP****Kartell****Gradillas para tubos, PP**

No flotan. Cuadrícula alfanumérica referenciada en el nivel superior para facilitar la identificación de las muestras. Apilables cuando están vacías. Se pueden usar en congeladores o baños de agua. Se pueden esterilizar en autoclave a 121°C durante 20 minutos.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06204134 | Tube racks, PP, 24xtubes Ø 30 mm | 1 pz |
| LLG06204936 | Tube racks, PP, 60xtubes Ø 16 mm | 1 pz |
| LLG06205109 | Tube racks, PP, 60xFor tubes Ø 16 mm | 1 pz |
| LLG06205110 | Tube racks, PP, 40xØ20 mm | 1 pz |
| LLG06205483 | Universal test tube rack 1 pz | 1 pz |
| LLG06206206 | Tube racks, PP, 40 xtubes Ø 20 mm | 1 pz |
| LLG06206305 | Tube racks, PP, 60 xtubes Ø 16mm, yellow | 1 pz |
| LLG06206347 | Tube racks, PP, 60 xtubes Ø 16 mm, blue | 1 pz |
| LLG06206439 | Tube racks, PP, 90xFor tubes Ø 13 mm | 1 pz |
| LLG06207191 | universal test tube rackfor 24 tubes, d | 1 pz |
| LLG06224460 | universal test tube rackfor 90 tubes, d | 1 pz |
| LLG06224461 | universal test tube rackfor 40 tubes, d | 1 pz |
| LLG06236328 | Test tube rack, white, PPfor 40 tubes, | 1 pz |
| LLG06236329 | Test tube rack, blue, PPfor 40 tubes, h | 1 pz |
| LLG06236330 | Test tube rack, yellow, PPfor 40 tubes, | 1 pz |
| LLG06401582 | universal test tube rackfor 24 tubes, d | 1 pz |
| LLG07632543 | universal test tube rackfor 24 tubes, d | 1 pz |
| LLG09193200 | universal test tube rackfor 90 tubes, d | 1 pz |
| LLG09193201 | universal test tube rack | 1 pz |
| LLG09193202 | Universal test tube rack, redfor 40 tub | 1 pz |





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

