

**Balanzas de precisión Pioneer® PX****Ohaus GmbH****Balanzas de precisión Pioneer® PX**

Balanzas económicas de alto rendimiento con alta precisión y repetibilidad para aplicaciones en laboratorios, industria y educación. Para pesaje básico, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje dinámico y determinación de densidad.

- Pantalla LCD de 2 líneas, retroiluminada
- 4 teclas rápidas permiten los modos de pesaje más comunes
- Interfaz USB y RS 232 para el intercambio de datos con PCs y PLCs
- Puntos de calibración de intervalo seleccionables por el usuario
- Reloj en tiempo real con datos GLP/GMP
- Carcasa inferior de metal fundido, platillo de pesaje desmontable de acero inoxidable
- Gancho de pesaje integrado
- Auto-tara
- Muchas unidades de pesaje seleccionables, una unidad personalizada puede ser definida
- Indicador de sobrecarga, subcarga y estabilidad
- 4 idiomas de menú

A tener en cuenta:

Los modelos con código extra /E con calibración externa, todos los demás modelos con calibración interna, los modelos con código extra M son instrumentos homologados según EN 45501; OIML R76.

Especificaciones

Temperatura ambiente admisible: 10 ... 30 °C

Placa de pesaje (Ø): 180 mm

Altura del protector contra corrientes: 235 mm

Dimensiones (An x L x Alt): 209 x 321 x 98 mm

Peso: 3,5 kg

Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04663339	Pioneer® PX3202 precision balance	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

