



Matraces aforados, DURAN<sup>®</sup>, clase A, graduación en ámbar, con tapones de PE

Hirschmann

**Matraces aforados, DURAN<sup>®</sup>, clase A, graduación en ámbar, con tapones de PE**

Calibrados en IN(TD). Con identificación de lote fechada y certificado de conformidad según DIN 12600. Esmerilado con tapón de poliestireno. Con graduación en color ámbar duradero. Conformes a DIN EN ISO 1042. Para esos productos se pueden generar e imprimir informes de calibración de lotes, que son gratuitos, en [www.hirschmannlab.com](http://www.hirschmannlab.com). También se dispone de informes de calibración individuales o certificados DAkkS (antiguos informes de calibración DKD).



Code	Description	Packaging
LLG06250442	Volumetric flasks, DURAN, , amber stain	1 pezzo
LLG09276758	Volumetric flask 5 ml, brown graduatedN	1 pz.
LLG09276759	Volumetric flask 10 ml, brown graduated	1 pz.
LLG09276760	Volumetric flask 20 ml, brown graduated	1 pz.
LLG09276761	Volumetric flask 25 ml, brown graduated	1 pz.
LLG09276762	Volumetric flask 50 ml, brown graduated	1 pz.
LLG09276763	Volumetric flasks, 50 ml, amber grad.NS	1 pz.
LLG09276764	Volumetric flasks, 100 ml. DURANcl.A, w	1 pz.
LLG09276765	Volumetric flasks 100 ml, cl.A, DURANNS	1 pz.
LLG09276766	Volumetric flask 200 ml, brown graduate	1 pz.
LLG09276767	Volumetric flask 250 ml, brown graduate	1 pz.
LLG09276768	Volumetric flask 500 ml, brown graduate	1 pz.
LLG09276769	Volumetric flask 1000 ml, brown graduat	1 pz.
LLG09276770	Volumetric flask 2000 ml, brown graduat	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

