



## Refractómetros de precisión, modelo básico

### Refractómetros de precisión, modelo básico

Instrumento óptico sencillo y exacto para el análisis de líquidos y sus componentes sólidos. Los modelos van equipados con un dispositivo automático de compensación de temperatura (ATC). Suministro en una caja de plástico y un estuche de cuero.



Code	Description	Packaging
LLG09801200	Hand-held refractometer RCZ/ATC0-32% Br	1 pz.
LLG09801201	Hand-held refractometer RTS0-90% Brix,	1 pz.
LLG09801202	Hand-held refraktometer RPI/ATCaccuracy	1 pz.
LLG09801241	Hand-held refractometer RBC/ATC0-10% Br	1 pz.
LLG09801242	Hand-held refractometer RLC/ATC0-18% Br	1 pz.
LLG09801244	Hand-held refractometer RFC/ATC28-62% B	1 pz.
LLG09801245	Hand-held refractometer RPD/ATC45-82% B	1 pz.
LLG09801246	Hand-held refractometer RPU0-80% Brix,	1 pz.
LLG09801247	Hand-held refractometer RTS/ATC58-90% B	1 pz.
LLG09801249	Hand-held refractometer RSM/ATC0-100%(d	1 pz.
LLG09801250	Hand-held refractometer RCS/ATC0-28%, p	1 pz.
LLG09801251	Hand-held refractometer RSM/ATC-50...0°	1 pz.
LLG09801252	Hand-held refractometer RMA/ATC0-25% vo	1 pz.
LLG09801253	Hand-held refractometer RMB/ATC0-25% vo	1 pz.
LLG09801254	Hand-held refractometer RB00-140° Oe, 0	1 pz.
LLG09801255	Hand-held refractometer RBB/ATC0-25% vo	1 pz.
LLG09801256	Hand-held refractometer RGA/ATC0-80% vo	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

