

**Refractómetro Abbe modelo RMT****Exacta Optech****Refractómetro Abbe modelo RMT**

Refractómetro de laboratorio para la determinación exacta de líquidos, sólidos, medios pastosos y polvos: Coeficiente de refracción óptico y Brix legibles, con una línea límite marcada entre claridad y contraste. Prisma con grandes ventanas y cubiertas móviles para proteger contra la luz.

Accesorios estándar: prisma de vidrio de calibración, termómetro, funda protectora, destornillador de calibración, caja de madera.

Especificaciones**Rango: 1,300 - 1,700 nD****0-95% Brix****Precisión: 0,001 nD****0,2 Brix****Termómetro: 0 a 70°C**

| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09801257 | Abbe refractometer Model RMT0-95% Brix, | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

