



Polarímetro PL1

Polarímetro PL1

Instrumento sencillo y robusto para medir el ángulo de rotación de sustancias ópticamente activas. La medida en 180° se puede leer directamente en dos marcadores mecánicos.

Fuente de luz: lámpara LED (589,3 nm)

2 tubos polarimétricos uno de 100 mm y otro de 200 mm

Cubierta para proteger del polvo

Ventanas de vidrio óptico (4 piezas)

Pies de goma

Fusibles

Rango de análisis:

Precisión: $0 - 180^\circ$

$0,05^\circ$



Code	Description	Packaging
LLG09801259	Polatimeter PL1 with Nicol prism, Na /1	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

