

**Electrodos de metal (ORP) ScienceLine Pt 6280****SI Analytics****Electrodos de metal (ORP) ScienceLine Pt 6280**

Con vástago de vidrio, sistema de referencia de pH de membrana de vidrio y cabezal enchufable.

Especificaciones

Rango de temperatura: -5 ... 100 °C

Longitud / diámetro: 120 mm / 12 mm

Electrolito: KCl 3 mol/l

Diafragma: Cerámico

Sensor: Pin de platino (diámetro 1 mm)



Code	Description	Packaging
LLG09041207	Redox electrode Pt 6280	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

