

**Electrodos de metal (ORP) ScienceLine Pt 6280****SI Analytics****Electrodos de metal (ORP) ScienceLine Pt 6280**

Con vástago de vidrio, sistema de referencia de pH de membrana de vidrio y cabezal enchufable.

**Especificaciones**

Rango de temperatura: -5 ... 100 °C

Longitud / diámetro: 120 mm / 12 mm

Electrolito: KCl 3 mol/l

Diafragma: Cerámico

Sensor: Pin de platino (diámetro 1 mm)



Code	Description	Packaging
LLG09041207	Redox electrode Pt 6280	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

