



## Aparatos de extracción en serie behrotest<sup>®</sup> para extracción de grasas Soxhlet

Los calefactores en serie behrotest<sup>®</sup> son la solución económica y fácil de usar para el clásico Soxhlet o extracción de grasa:

- completo con recipientes de reacción, espaciadores de extracción y refrigeradores
- la energía para cada posición de la muestra es ajustable individualmente
- El distribuidor de agua de refrigeración asegura un enfriamiento uniforme en todas las posiciones de la muestra
- Práctico soporte para sujetar los condensadores de forma segura entre extracciones
- soportes para sostener los espaciadores de extracción después de retirar los vasos de muestra
- Modelos S: Los extractores con llave de paso eliminan la necesidad de cualquier destilación adicional después de la extracción.



Code	Description	Packaging
LLG09043028	Serial extraction apparatus R 106 Ssoxh	1 pz.
LLG09043029	Serial extraction apparatus R 104 Ssoxh	1 pz.
LLG09043030	Serial extraction apparatus R 304soxhle	1 pz.
LLG09043031	Serial extraction apparatus R306soxhlet	1 pz.
LLG09043035	Serial extraction apparatus R 304for so	1 pz.
LLG09043036	Serial extraction apparatus R 306 Sfor	1 pz.
LLG09043037	Serial extraction apparatus R 604for So	1 pz.
LLG09043038	Serial extraction apparatus R 606for So	1 pz.
LLG09043039	Serial extraction apparatus R 604 Sfor	1 pz.
LLG09043040	Serial extraction apparatus R 606 Sfor	1 pz.
LLG09043041	Serial extraction apparatus R 108 Sfor	1 pz.
LLG09043042	Serial extraction apparatus R 254 Sfor	1 pz.
LLG09043043	Serial extraction apparatus R 256 Sfor	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*



