

**Procesador ultrasonido UP50H**

Hielscher Ultrasonics

**Procesador ultrasonido UP50H**

Aparato manual, también montable en trípode, 50 W, frecuencia de 30 kHz, regulación automática de frecuencia, amplitud regulable de 20 - 100 %, modo de impulsos 0 - 100 %, asegurado contra la marcha en seco, en maletín de transporte, con soporte de trípode STH-16 y herramienta, 230V»



Code	Description	Packaging
LLG06235231	Ultrasonic processor UP100Hportable, al	1 pz.
LLG09106600	Ultrasonic processor UP 50H	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

