



Guantes resistentes al frío y al calor

Guantes resistentes al frío y al calor

Cómodos guantes de fibra de carbono, rugosos, aprobados por la CE. **Cat. II**

-Material: resistente al calor hasta 650 °C, resistente al frío hasta -80 °C.

-Uso permanente hasta -20 °C y +90 °C .

-Guante de cinco dedos

-Longitud de brazo: 270 mm (forma standard), 360 mm (forma larga)

Paquete de 1 par.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

