



## Bidones de boca ancha, HDPE

### **Bidones de boca ancha, HDPE**

Abertura de llenado de 88 mm. Ofrece protección contra los rayos UV. Con rosca y tapón en el lado estrecho. Rosca ancha de 22mm. Aptos para alimentos. Válvulas angulares para 9.002 670 y 9.002 671, variante 10L con pico adicional de 18mm.



Code	Description	Packaging
LLG09139970	Wide-neck canisters,PE,cap. 25 ltrs	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

