

**Packs de refrigeración Icecatch[®]****Icecatch****Packs de refrigeración Icecatch[®]**

Packs de refrigeración Icecatch[®] para el transporte de productos sensibles a las temperaturas del sector del laboratorio y de los alimentos. Los packs de refrigeración se caracterizan por las siguientes propiedades específicas:

- Registro de frío fiable por el empleo de un medio refrigerante inmovilizado
- Utilizables varias veces por disponer de una lámina robusta de PA/PE
- Es posible tirarlos a la basura doméstica si no se emplean productos tóxicos
- Uso inobjetable en las industrias farmacéutica y alimentaria
- Transmisión de fases 0°C

Gel Icecatch[®]

- Relación óptima de capacidad térmica-precio
- Llenado con gel frío

Sólido Icecatch[®]

- Llenado con espuma dura

Sólido Icecatch[®] Insulated 2-8°C

- Un perfecto paquete refrigerante en combinación con nuestro sistema de embalaje para el transporte de +2 °C a +8 °C
- Máxima estabilidad dimensional durante el proceso de congelación mediante el uso de espuma dura, refrigerante y capa de aislamiento integrada
- Relleno de espuma dura y capa aislante



Code	Description	Packaging
LLG06262659	Icecatch® Solid 500g with solid foam/27	27 pz.
LLG09695000	Gelpack Icecatch® Gel 90gwith cooli/120	120 pz
LLG09695001	Gelpack Icecatch® Gel 170gwith cooli/80	80 pz
LLG09695002	Gelpack Icecatch® Gel 230gwith cooli/60	60 pz
LLG09695003	Gelpack Icecatch® Gel 460gwith cooli/32	32 pz
LLG09695004	Gelpack Icecatch® Gel 690gwith cooli/24	24 pz
LLG09695006	Icecatch® Solid 1100gwith solid foam/11	10 pz
LLG09695007	Icecatch® Solid Isolated 1100gwith s/10	10 pz
LLG09695008	Icecatch® Solid Isolated 500g with s/24	24 pz.
LLG09695009	Icecatch® Solid Isolated 1700g with s/7	7 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

