

**Balanza de humedad halógena MB27**

Ohaus GmbH

Balanza de humedad halógena MB27

Ideal para determinaciones rutinarias de humedad, que requieren resultados precisos de hasta 0,01 % y alta capacidad hasta 90 g. Óptima para aplicaciones, por ejemplo, en el sector alimentario, agrícola, químico y farmacéutico. Fácil ajuste de los parámetros. Equipo compacto con cámara de calentamiento de fácil limpieza.

- Pantalla LCD retroiluminada
- Rango de tara a la capacidad por sustracción
- Indicación % humedad o % sólidos o peso (g), temperatura, tiempo
- Interfaz bidireccional (RS-232)

Especificaciones**Capacidad: 90 g****Repetibilidad 3 g / 10 g: 0,2 % / 0,05 %****Precisión de lectura: 0,01% o 0,001 g****Temporizador: 1 a 99 min, incrementos de 30 segundos a 60 min****Rango de temperatura: 50 ... 160 °C (en incrementos de 5 °C)****Temperatura de trabajo: 5 ... 40 °C****Dimensiones del plato (diám.): 90 mm****Dimensiones (An x L x Alt): 170 x 280 x 140 mm****Peso: 2,3 kg****Fuente de alimentación: 100 - 240 V, 50/60 Hz**



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

