

**Bidón de ahorro de espacio Flachmann LaboPlast<sup>®</sup>, PP****Bürkle****Bidón de ahorro de espacio Flachmann LaboPlast<sup>®</sup>, PP**

Con su ancho reducido, el bidón compacto Flachmann es ideal para ahorrar espacio. Se pueden almacenar y decantar diferentes líquidos en un espacio reducido. Flachmann también se puede almacenar acostado de lado, por ejemplo en un refrigerador. Es muy estable debido a la estructura acanalada y los lados gruesos. El bidón compacto también se puede utilizar como recipiente de decantación. Con los soportes opcionales para bidones de 5 litros, se pueden colocar de forma segura en el exterior.

- Con o sin conexiones roscadas 3/4"
- Con cierre a prueba de manipulaciones, PP, azul
- Bidón sin válvula, esterilizable en autoclave
- Capacidad: 5 l y 10 l
- Graduaciones: 250 ml
- Con una graduación moldeada en litros indestructible

**Set Compact de ahorro de espacio: 1 bidón Flachmann LaboPlast<sup>®</sup> de 5 l o 10 l y 1 válvula de cierre Compact (9.140 003)**

El bidón Flachmann es ideal para el almacenamiento y la decantación de líquidos en un espacio reducido. La válvula de cierre Compact para bidones se caracteriza por un diseño compacto, que no se superpone al propio bidón y por lo tanto se puede guardar en lugares como las neveras o gradillas sin necesidad de roscar la válvula de cierre.

**Set Stopcock de ahorro de espacio: 1 bidón Flachmann LaboPlast<sup>®</sup> de 5 l o 10 l con cuello roscado y 1 válvula de cierre (9.139 997)**

Code	Description	Packaging
LLG06290254	Space saving set StopCock 10 L electric	1 pz.
LLG06290255	Space saving set Compact 10 L canister	1 pz.
LLG09139996	Safety backup for 3 room saving caniste	1 pz.
LLG09139999	Safety stay for space saving carboys	1 pz.
LLG09140001	Space-saving canisters,PP,cap. 5 ltrs.w	1 pz.
LLG09140002	Space-saving canisters,PP,cap. 6 ltrs.w	1 pz.
LLG09140004	Jerrycan Set compact consisting of:cani	1 pz.
LLG09140011	Jerrycan Set consisting of:canister 5 L	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

