

**Tapón de membrana, PP/PTFE**DWK Life Sciences GmbH
(Duran)**Tapón de membrana, PP/PTFE**

Tapón de PP, membrana de PTFE con un tamaño de poro de 0,2 µm. Ideal para procesos de autoclave, ya que la membrana permite la igualación de la presión y el sellado hermético, reduciendo el riesgo de contaminación. Resistente a temperaturas de hasta 140°C. Aplicaciones típicas: almacenamiento o transporte de medios generadores de gas, autoclave de medios.



Code	Description	Packaging
LLG06273369	Membrane screw caps GL 45, PP ePTFE Pore	5 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

