

**Termostatos de bloque PCH-1 / PCH-2 / PCH-3****Grant****Termostatos de bloque PCH-1 / PCH-2 / PCH-3**

Bloque seco de refrigeración y calefacción personal de mesa para tubos de microcentrífuga. La ingeniosa construcción del bloque, combinada con el potente módulo Peltier, produce un enfriamiento y calentamiento muy rápidos.

Rango de temperatura: -10 a +100 °C

Calentamiento desde temp. ambiente hasta +100° C: 15 min

Enfriamiento, de +100° C a temp. ambiente: 15 min

Enfriamiento, de t.emp. ambiente hasta -10° C: 21 min



Code	Description	Packaging
LLG09721009	Incubator PCH-1 Personal Benchtop coolin	1 pz.
LLG09721010	Incubator PCH-2 Personal Benchtop coolin	1 pz.
LLG09721066	Incubator PCH-3, Personal Cooling-, Heat	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

