

**Termoagitador para microplacas PHMP / PHMP-100 / PHMP-4****Grant****Termoagitador para microplacas PHMP / PHMP-100 / PHMP-4**

Para placas de 96 y 384 pocillos. EIPHMP es una incubadora que agita microplacas a temperatura y velocidad variables con una excelente uniformidad de la temperatura en toda la microplaca. La tapa y la base calefactora patentadas que cubren por completo la placa crean un microambiente controlado. Esto combinado con una agitación orbital potente da lugar a un rendimiento máximo de las incubaciones.

- Estabilidad  $\pm 0,1$  °C, homogeneidad  $\pm 0,25$  °C, calentamiento rápido
- Para placas estándar de 96 o 384 pocillos (altura máx. 14 mm)
- Velocidad variable: 250 hasta 1200 rpm
- Amplitud de órbita: 2 mm, para el mezclado efectivo
- Rango de ajuste de la temperatura: +25 a 60°C, PHMP-100: +25 a 100°C
- Rango de control de la temperatura: Temp ambiente +5 a 60 °C, PHMP-100: Temp ambiente +5 a 100 °C
- Funcionamiento temporizado: 1 min. a 96 horas



Code	Description	Packaging
LLG06227761	Microplate-thermo-shaker PHMP-4for 4 x	1 pz.
LLG06280073	Microplate thermoshaker PHMP for 2x 9/1	1 pz.
LLG09721033	Microplate thermoshaker PHMPfor 96 and	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

