

**Termoagitador para microtubos PHMT****Grant****Termoagitador para microtubos PHMT**

Al combinar la operación de mezcla con la fase de incubación, se reducen los tiempos del proceso de reacción y la carga de trabajo del operador y se aumenta la eficiencia de muchos procedimientos, lo que resulta en un mayor rendimiento.

- Rango de temperatura: 5 a 100 °C
- Uniformidad a 37 °C:  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Velocidad de agitación: 250 rpm a 1400 rpm
- Operación de agitación temporizada: 1 min. a 96 horas
- Calentamiento rápido
- Funcionamiento continuo o temporizado, con zumbador de alarma y apagado automático
- Incl. bloque intercambiable
- Las fases de mezcla e incubación se combinan reduciendo los tiempos de procesamiento de la reacción

**Material de suministro:** Termoagitador con un bloque como se indica. Otros bloques bajo pedido.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06234725 | Microtube-thermo-shaker PHMTincl.block  | 1 pz.     |
| LLG09721041 | Microtube thermo shaker PHMTwith block  | 1 pz.     |
| LLG09721072 | Microtube thermo shaker PHMT-PSC24Nincl | 1 pz.     |
| LLG09721079 | Microtube thermoshaker PHMTwith block P | 1 pz.     |
| LLG09721080 | Microtube thermoshaker PHMTwith block P | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

