

**Termoagitador para microtubos PHMT****Grant****Termoagitador para microtubos PHMT**

Al combinar la operación de mezcla con la fase de incubación, se reducen los tiempos del proceso de reacción y la carga de trabajo del operador y se aumenta la eficiencia de muchos procedimientos, lo que resulta en un mayor rendimiento.

- Rango de temperatura: 5 a 100 °C
- Uniformidad a 37 °C:  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Velocidad de agitación: 250 rpm a 1400 rpm
- Operación de agitación temporizada: 1 min. a 96 horas
- Calentamiento rápido
- Funcionamiento continuo o temporizado, con zumbador de alarma y apagado automático
- Incl. bloque intercambiable
- Las fases de mezcla e incubación se combinan reduciendo los tiempos de procesamiento de la reacción

**Material de suministro:** Termoagitador con un bloque como se indica. Otros bloques bajo pedido.



Code	Description	Packaging
LLG06234725	Microtube-thermo-shaker PHMTincl.block	1 pz.
LLG09721041	Microtube thermo shaker PHMTwith block	1 pz.
LLG09721072	Microtube thermo shaker PHMT-PSC24Nincl	1 pz.
LLG09721079	Microtube thermoshaker PHMTwith block P	1 pz.
LLG09721080	Microtube thermoshaker PHMTwith block P	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

