



Cajas criogénicas, 81 pocillos, PP, esterilizables en autoclave

Tenak

Cajas criogénicas, 81 pocillos, PP, esterilizables en autoclave

Las cajas están hechas de polipropileno y se pueden utilizar a temperaturas de hasta -90°C . Son autoclavables a $+121^{\circ}\text{C}$ durante 20 minutos. Disponen de una cuadrícula de 9x9 celdas para viales criogénicos de 1,0 ml y 2 ml. En las tapas se ha impreso un código alfanumérico para facilitar su identificación.



Code	Description	Packaging
LLG06290855	Cryobox PP, 50 mm, natural 9x9 130 x 130	5 pz.
LLG06290856	Cryobox PP, 50 mm, blue 9x9 130 x 130 x	5 pz.
LLG06290857	Cryobox PP, 50 mm, green 9x9 130 x 130 x	5 pz.
LLG06290858	Cryobox PP, 50 mm, yellow 9x9 130 x 130	5 pz.
LLG06290859	Cryobox PP, 50 mm, red 9x9 130 x 130 x 5	5 pz.
LLG09698708	Cryobox PP, 50 mm, blue 9x9130 x 130 x	1 pz.
LLG09698709	Cryobox PP, 50 mm, green 9x9130 x 130 x	1 pz.
LLG09698710	Cryobox PP, 50 mm, natural 9x9130 x 130	1 pz.
LLG09698711	Cryobox PP, 50 mm, red 9x9130 x 130 x 5	1 pz.
LLG09698712	Cryobox PP, 50 mm, yellow 9x9130 x 130	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

